

Turvahälytin SOS-painikkeella kotiin, käyttöohje

Malli ER-SOS-W1

Malli ER-SOS-W1, WiFi-hälytyspainike Smart Life -sovellukseen. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen ja pakkauksen ohjelehtisen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä laite on
2. Pakkauksen sisältö
3. Käyttöönotto
4. Sijoittaminen
5. Käyttö
6. Puhdistus
7. Turvallisuus
8. Tekniset tiedot
9. Ongelmatilanteet

Mikä laite on

Pyöreä SOS-painike, joka lähettää yhdellä painalluksella ilmoituksen omaisen puhelimeen Smart Life -sovelluksen kautta. Painike toimii kodin 2,4 GHz WiFi-verkossa. Se ei toimi mobiiliverkossa eikä kodin ulkopuolella, eikä siinä ole puheyhteyttä.

Pakkauksen sisältö

Hälytyspainike, kaulanauha, USB-C-latausjohto, kaksipuolinen kiinnitysteippi ja valmistajan ohjelehtinen.

Käyttöönotto

- 1** Lataa painike ennen ensimmäistä käyttöä USB-C-johdolla. Lataus kestää noin tunnin. Laturia ei tule mukana, käytä tavallista USB-laturia.
- 2** Asenna omaisen puhelimeen Smart Life -sovellus (iPhone ja Android) ja luo tili.
- 3** Yhdistä puhelin kodin 2,4 GHz WiFi-verkkoon. Painike ei löydä 5 GHz verkkoa. Jos reitittimessä on molemmat samalla nimellä, valitse asetuksista 2,4 GHz verkko pariutuksen ajaksi.
- 4** Lisää painike sovelluksessa uutena laitteena ja seuraa sovelluksen ohjeita pariutukseen. Pariutuksessa annetaan kodin WiFi-verkon nimi ja salasana.
- 5** Testaa: paina painiketta ja varmista, että ilmoitus tulee puhelimeen.
- 6** Jaa laite sovelluksen Device Sharing -toiminnolla muille omaisille, jotta ilmoitus tulee useampaan puhelimeen.

Sijoittaminen

Painikkeen voi käyttää kahdella tavalla.

Painikkeen langaton kantama WiFi-tukiasemaan on noin 10 metriä. Testaa ilmoitus jokaisesta paikasta, johon painike sijoitetaan.

- Kaulassa mukana tulevalla kaulanauhalla, jolloin painike kulkee mukana kodin sisällä.
- Seinässä mukana tulevalla kaksipuolisella teipillä. Irrota teipin suojapaperi, kiinnitä teippi painikkeen taakse ja paina painike esimerkiksi vuoteen viereen, kylpyhuoneeseen tai keittiöön.

Käyttö

Paina painiketta sormella. Ilmoitus lähtee omaisen puhelimeen Smart Life -sovelluksen push-ilmoituksena. Sovelluksessa näkyy myös hälytyshistoria (Record Query).

Lataa painike säännöllisesti. Latausaika on noin tunti. Akku on kiinteä, sitä ei vaihdeta.

Puhdistus

Myyjä ei anna puhdistusohjetta. Laitteessa on USB-C-liitäntä, joten sitä ei saa upottaa veteen.

Turvallisuus

- Painike ei ole turvapuhelin. Se ei soita hätänumeroon eikä siinä ole puheyhteyttä. Ilmoitus menee vain niihin puhelimiin, joihin laite on jaettu.
- Ilmoitus vaatii, että kodin WiFi toimii ja omaisen puhelimessa on verkkoyhteys ja ilmoitukset sallittu.
- Painike toimii vain kodin WiFi-verkon kantamalla, ei ulkona.

Tekniset tiedot

Malli ER-SOS-W1. Halkaisija 52 mm, paksuus 15 mm. WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n. Langaton kantama 10 m. Ladattava kiinteä polymeeriakku 3,7 V / 400 mAh, latausaika 1 tunti, lataus USB-C. Virrankulutus valmiustilassa 20 µA, keskimäärin 85 mA. Sovellus Smart Life (Tuya).

Ongelmatilanteet

Pariutus ei onnistu. Varmista, että puhelin on 2,4 GHz WiFi-verkossa pariutuksen ajan ja että WiFi-salasana on kirjoitettu oikein.

Ilmoitus ei tule puhelimeen. Tarkista, että Smart Life -sovelluksen ilmoitukset on sallittu puhelimen asetuksissa ja että kodin WiFi toimii. Lataa painike.

Ilmoitus tulee vain yhteen puhelimeen. Jaa laite muille käyttäjille sovelluksen Device Sharing-toiminnolla.

Painike ei reagoi. Akku on tyhjä. Lataa noin tunti USB-C-johdolla.

Seniorituki.fi, Uusiku Oy. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty syyskuussa 2026.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi