

Kääntyvä istuintyyny, käyttöohje

Kääntyvä istuintyyny autoon siirtymiseen ja autosta nousemiseen kääntymällä. Sopii myös tuolille tai sohvalle, kun kääntyminen istuen on raskasta. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Mikä tuote on
2. Käyttö
3. Puhdistus ja säilytys
4. Tekniset tiedot

Mikä tuote on

Tyynyn alapuolella on keskellä muovinen kääntömekanismi, jonka varassa istuinosa pyörii. Kokoonpanoa ei tarvita.

Käyttö

- 1 Aseta tyyny tasaisesti istuimelle.
- 2 Istu tyynylle.
- 3 Käänny istuen: istuinosa pyörii kääntömekanismin varassa, kun siirryt autoon tai nouset autosta.

Puhdistus ja säilytys

- Tyyny pestään käsin, jotta se säilyttää muotonsa.
- Älä säilytä tyynyä taitettuna tai painon alla.

Tekniset tiedot

Seniorituki.fi. Myyjä: Uusiku Oy (aputoiminimi Seniorituki), Y-tunnus 3653666-7, Capellan puistotie 21, 00580 Helsinki. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty lokakuussa 2026.

- Pinta hengittävää verkkokangasta, täyte muistivaahtoa, alapuoli mustaa tekonahkaa.
- Vedenpitävä.
- Muovinen kääntömekanismi alapuolen keskellä.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi