

Kitkanauha Avaaja-Apu, käyttöohje

Avaaja-Apu lisää kitkaa, kun otevoima on heikentynyt. Sillä avataan purkkeja, pulloja ja lääkepakkauksia. Valmistaja CareCare Oy, Joensuu. Ohje on tarkastettu 31.1.2026.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Käyttö
3. Puhdistus
4. Tekniset tiedot
5. Vaaratilanteet

Pakkauksen sisältö

- 2 kitkanauhaa, 15 x 15 cm

Käyttö

- 1 Aseta toinen nauha purkin kannen tai pullon korkin päälle ja ota siitä ote.
- 2 Aseta toinen nauha avattavan purkin tai pullon alle tai tukikäden alle. Silloin avaamiseen tarvitaan vähemmän puristusvoimaa.
- 3 Paremman otteen saat taittamalla verkkorakenteen kaksin kerroin.
- 4 Älä venytä verkkorakennetta.

Puhdistus

- Voidaan pestä 60 °C:ssa konepesussa miedolla pesuaineella. Huuhtelu suositellaan.
- Käytetään huonelämpötilassa.

Tekniset tiedot

- Materiaali: SEBS, synteettinen kumi. Ei sisällä lateksia eikä silikonია.
- Kierrätys: sekajäte.
- Lääkinnällinen laite. Valmistuspäivä on viivakooditarrassa.
- Valmistettu Suomessa.

Vaaratilanteet

Vaaratilanteista ilmoitetaan valmistajalle CareCare Oy:lle ja Fimeaan käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi