

Kitkanauha liukuestealusta, käyttöohje

Liukuestealusta lisää kitkaa kahden pinnan välille. Sitä käytetään esimerkiksi tarjottimen ja leikkuulaudan alla, tuolilla pehmusteen alla sekä maton alla. Materiaali kestää kosteutta ja säilyttää kitkan myös kosteana. Valmistaja CareCare Oy, Joensuu. Ohje on tarkastettu 31.1.2026.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Käyttö
3. Puhdistus
4. Tekniset tiedot
5. Vaaratilanteet

Pakkauksen sisältö

- 1 liukuestealusta, 25 x 15 cm

Käyttö

- 1 Aseta alusta pöydälle, tuolille tai lattialle.
- 2 Aseta esine alustan päälle, esimerkiksi tarjotin, lautanen tai leikkuulauta.
- 3 Älä venytä verkkorakennetta voimakkaasti.

Puhdistus

- Voidaan pestä 60 °C:ssa konepesussa miedolla pesuaineella. Huuhtelu suositellaan.
- Käytetään huonelämpötilassa.

Tekniset tiedot

- Materiaali: SEBS, synteettinen kumi. Ei sisällä lateksia eikä silikonია.
- Kierrätys: sekajäte.
- Lääkinnällinen laite. Valmistuspäivä on viivakooditarrassa.
- Valmistettu Suomessa.

Vaaratilanteet

Vaaratilanteista ilmoitetaan valmistajalle CareCare Oy:lle ja Fimeaan käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi