

Kitkanauha suihkusäärystin, käyttöohje

Suihkusäärystin ehkäisee liukastumista suihkussa ja helpottaa varpaiden pesemistä suihkun aikana. Lattia voi muuttua liukkaaksi, kun vettä kertyy sille. Verkkomainen tuubinauha lisää kitkaa jalan ja lattian välille. Valmistaja CareCare Oy, Joensuu. Ohje on tarkastettu 31.1.2026.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Käyttö
3. Puhdistus
4. Tekniset tiedot
5. Vaaratilanteet

Pakkauksen sisältö

- 2 säärystintä, yksi kumpaankin jalkaan
- Koko M: 30 x 37 cm, naisille, kengänkoko 36-40
- Koko XL: 33 x 44 cm, miehille, kengänkoko 41-47

Käyttö

- 1 Istu esimerkiksi suihkutuolille tai sängyn reunalle.
- 2 Pue säärystin rullaamalla se paljaaseen jalkaan.
- 3 Toista toiseen jalkaan.
- 4 Riisu säärystimet suihkun jälkeen rullaamalla ne pois.

Puhdistus

- Voidaan pestä 60 °C:ssa konepesussa miedolla pesuaineella. Huuhtelu suositellaan.
- Käytetään huonelämpötilassa.

Tekniset tiedot

- Materiaali: SEBS, synteettinen kumi. Ei sisällä lateksia eikä silikonია.
- Kierrätys: sekajäte.
- Lääkinnällinen laite. Valmistuspäivä on viivakooditarrassa.
- Valmistettu Suomessa.

Vaaratilanteet

Vaaratilanteista ilmoitetaan valmistajalle CareCare Oy:lle ja Fimeaan käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi