

Kitkanauha tukikaiteisiin ja kahvoihin, käyttöohje

Kitkanauha lisää kitkaa tukikaiteisiin ja tukikahvoihin. Kun otevoima heikkenee, pieni kitkan lisäys auttaa pitämään kiinni ja lisää omatoimisuutta. Valmistaja CareCare Oy, Joensuu. Ohje on tarkastettu 31.1.2026.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Käyttöönotto
3. Puhdistus
4. Tekniset tiedot
5. Vaaratilanteet

Pakkauksen sisältö

- 1 kitkanauha
- Koko S: 45 x 34 cm, lila
- Koko L: 45 x 41 cm, musta

Käyttöönotto

- 1 Valitse kaide tai kahva, johon tarvitset parempaa otetta, esimerkiksi suihkun tai wc:n tukikaide.
- 2 Kiedo verkkomainen kitkanauha kaiteen ympärille.
- 3 Tarkista, että nauha on tasaisesti kaiteen ympärillä kohdassa, josta otat kiinni.

Puhdistus

- Voidaan pestä 60 °C:ssa konepesussa miedolla pesuaineella. Huuhtelu suositellaan.

- Käytetään huonelämpötilassa.

Tekniset tiedot

- Materiaali: SEBS, synteettinen kumi. Ei sisällä lateksia eikä silikonia.
- Kierrätys: sekajäte.
- Lääkinnällinen laite. Valmistuspäivä on viivakooditarrassa.
- Valmistettu Suomessa.

Vaaratilanteet

Vaaratilanteista ilmoitetaan valmistajalle CareCare Oy:lle ja Fimeaan käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi