

Napitusapu ja vetoketjunvetäjä, käyttöohje

Väline nappien kiinnittämiseen yhdellä kädellä ja vetoketjun vetämiseen, kun sormet eivät saa otetta vetimestä. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Nappien kiinnitys
2. Vetoketju
3. Tekniset tiedot

Nappien kiinnitys

Välinettä käytetään yhdellä kädellä.

- 1 Pujota välineen lankasilmukka napinlävestä läpi.
- 2 Vie silmukka napin ympäri.
- 3 Vedä silmukka takaisin napinläven läpi, jolloin nappi tulee läpi.

Vetoketju

Koukku sopii useimpiin takkien ja housujen vetimiin.

- 1 Kiinnitä välineen toisen pään koukku vetoketjun vetimeen.
- 2 Vedä vetoketju kiinni kahvasta pitäen.

Tekniset tiedot

Seniorituki.fi. Myyjä: Uusiku Oy (aputoiminimi Seniorituki), Y-tunnus 3653666-7, Capellan puistotie 21, 00580 Helsinki. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty lokakuussa 2026.

- Pituus 18 cm, leveys 3,4 cm.
- Leveä, uritettu ja liukumaton kahva.
- Runko ABS-muovia ja metallia.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi