

Nokkamuki aikuiselle, käyttöohje

Kahden kahvan nokkamuki ja pilli juomiseen, kun pään kallistaminen on hankalaa. Tämä ohje on kirjoitettu myyjän tuotetietojen pohjalta. Jos jokin jää epäselväksi, soita 041 472 5281 tai kirjoita info@seniorituki.fi.

Sisällys

1. Pakkauksen sisältö
2. Käyttö
3. Puhdistus
4. Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

- Nokkamuki kannella, 300 ml
- Taipuisa pilli, 16 cm

Käyttö

Nokasta voi nauttia myös keittoa ja puuroa hallitusti.

- 1 Täytä muki. Kyljessä on mitta-asteikko 200, 250 ja 300 ml, joten juodun määrän näkee.
- 2 Kiinnitä kansi. Kannessa on nokkaosa ja erillinen aukko pillille.
- 3 Juo nokasta tai pillillä. Mukia pidetään kahdesta kahvasta, kun sen pitäminen yhdellä kädellä ei onnistu.

Puhdistus

- Muki, kansi ja pilli pestään vedellä.
- Kannessa on irrotettava tiiviste. Sen voi ottaa pois pesua varten.

Tekniset tiedot

Seniorituki.fi. Myyjä: Uusiku Oy (aputoiminimi Seniorituki), Y-tunnus 3653666-7, Capellan puistotie 21, 00580 Helsinki. Puhelinneuvonta 041 472 5281. Ohje päivitetty lokakuussa 2026.

- Tilavuus 300 ml, mitta-asteikko 200, 250 ja 300 ml.
- Kaksi kahvaa.
- Taipuisa pilli 16 cm.

Emme jätä sinua yksin käyttöönoton kanssa. Soita, niin autamme.

041 472 5281

arkisin klo 10–16 · info@seniorituki.fi · seniorituki.fi