

Lukittava lääkeannostelija

Malli M112, 28 lokeroa. **Tarvitset lisäksi:** Neljä AA-paristoa. Paristot eivät tule mukana.

Käyttöönotto

- 1 Laita paristot.** Käännä annostelija ympäri, avaa paristoluukku ja laita neljä AA-paristoa oikein päin. Näyttö syttyy.
- 2 Avaa kansi:** käännä avainta pohjan lukossa myötapäivään, paina kannen kahvaa ja nosta kansi. Nosta lokerotarjotin ulos.
- 3 Valitse annosrengas.** Numero kertoo, montako kertaa päivässä lääke otetaan, esimerkiksi 2 aamulle ja illalle. Aseta rengas keskelle niin, että kieleke menee loveen.
- 4 Täytä lokerot** kuivilla lääkkeillä. Yksi lokero on yksi annos. Punaisella merkityt lokerot jäävät tyhjiksi.
- 5 Sulje ja lukitse:** aseta tarjotin takaisin, paina kansi kiinni ja käännä avainta vastapäivään. Säilytä avain paikassa, johon lääkkeen käyttäjä ei pääse.
- 6 Aseta kellonaika:** pidä painiketta A pohjassa noin 3 sekuntia. Sääda tunnit painikkeella B ja minuutit painikkeella C, ja vahvista A:lla.

Lukittava lääkeannostelija

7

Aseta hälytysajat: paina A kerran ja aseta aika B:llä ja C:llä, vahvista A:lla. Aseta yhtä monta aikaa kuin renkaan numero. Ohita loput, kunnes näytössä on -- : --.

Päivittäin

Kun hälytys soi: käännä annostelija ylösalaisin, niin lääkkeet putoavat käteen tai kuppiin. Ääni ja valo sammuvat.

Jos hälytys jää huomaamatta: ääni lakkaa 30 minuutin kuluttua, mutta annos odottaa luukulla seuraavaan hälytykseen asti.

Paristot: vaihda, kun näytön kulmaan tulee paristokuvake. Asetukset säilyvät.



Koko käyttöohje suomeksi

Tuotteen täysi ohje, vianetsintä ja tekniset tiedot.

Kysyttävää? Kirjoita meille:
info@seniorituki.fi

Kirjoita selaimeen tai skannaa puhelimen kameralla
seniorituki.fi/ohjeet/lukittava-laakeannostelija